


DIA-FLEX FILE

LIMA FLEXIBLE




- Fabricado con el acero inoxidable de alta calidad para la creación de formas y aristas más resistentes a la fractura
- Posible de preparar completamente canales severamente curvados o angostos
- Ofrece mejor capacidad de corte y flexibilidad para forma cualquier canal radicular en forma fácil, segura y muy rápida
- Disponible en tamaños de 15 - 40 y longitudes de 21mm, 25mm y 31mm

Size	21MM	25MM	31MM
#15	505-103	505-203	505-303
#20	505-104	505-204	505-304
#25	505-105	505-205	505-305
#30	505-106	505-206	505-306
#35	505-107	505-207	505-307
#40	505-108	505-208	505-308
#15/40	505-191	505-291	505-391

(Pkg. of 6)

DIA-SPIRAL FILLER

DIA-PROBE FILE



- El relleno de pasta léntulo se usa para distribuir uniformemente el sellador y el cemento en el sistema del canal radicular
- La forma cónica está hecha por el alambre desgastado y el acero inoxidable de alto grado de forma espiral
- Es un poco rígido sin la espiral de seguridad
- Disponible en tamaños de 25 a 40 y en longitudes de 21mm y 25mm

- Sonda de canal
- El cono mínimo ayuda a realizar los pasos intermedios en los canales calcificados o curvados
- Disponible en tamaño de #12 y en longitudes de 21mm y 25mm

Size	21MM	25MM
#25	507-105	507-205
#30	507-106	507-206
#35	507-107	507-207
#40	507-108	507-208
#25/40	507-191	507-291

Size	21MM	25MM
#12	506-101	506-201

(Pkg. of 6)

(Pkg. of 4)