

gloveon Paloma


Guantes GloveOn Paloma son guantes de Examinación fabricados con 100 % de NITRILLO sin polvo, cumplen con normativas de calidad internacional, guantes GloveOn Paloma ofrecen una barrera de protección superior y una comodidad óptima para el usuario. Estos guantes de nitrilo son resistentes y duraderos están fabricados con material de nitrilo de alta calidad que proporciona una excelente flexibilidad. Ponerse estos guantes sin polvo es como ponerse una segunda piel, que proporcionan un excelente ajuste y sensación para realizar el trabajo de mejor manera. Tienen una mejor resistencia a pinchazos y resistencia a productos químicos en comparación con los guantes de látex.

Propiedades:

- * Guantes desechables para examinación de 100% Nitrilo sin Polvo
- * Diseño anatómico
- * Flexibilidad y Adaptabilidad
- * Libres polvo
- * Yema del dedo texturizado
- * Color Azulvioleta
- * No contienen látex
- * Puños con borde redondeado
- * Testados electrónicamente uno a uno para mayor seguridad
- * Medicamentos de quimioterapia probados
- * Uso en pruebas químicas de laboratorio
- * De un solo uso
- * No estériles
- * Ambidiestro
- * Grado de Calidad AQL 1.5
- * Tallas X-Small, Small, Medium, Large
- * Presentación: Caja 100 unidades
- * Grosor 3.2gr - 2.5mil



Certificados:



Importado y distribuido por:



IMEXROJAS
IMPORTADORES - EXPORTADORES ROJAS CIA. LTDA.

www.imexrojascialtda.com

+593 99 235 7250 WhatsApp 
info@imexrojascialtda.com

Fabricado en Malaysia
Con Reg. Sanitario del Ecuador